

Instrucciones para el hogar del catéter para bloqueo de nervios periféricos

CADD®-SOLIS HPCA (2110)

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PACIENTE

Después de la cirugía, recibirá una llamada telefónica del equipo de InfuSystem para evaluar su control del dolor e informar a su médico. No se trata de una llamada de ventas. Le rogamos nos ayude a completar la evaluación.

LÍNEA DE AYUDA DE ENFERMERÍA LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA:

1-844-724-6123

Si tiene una emergencia médica, llame al 911.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL SERVICIO DE CATÉTER PARA ANESTESIA REGIONAL:

Teléfono durante el día:

Fuera del horario de oficina/los fines de semana:

Recibió un **BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS CONTINUO** para prolongar el alivio del dolor posterior a su procedimiento quirúrgico. Se trata de una terapia para minimizar el dolor que suministra medicina anestésica (que adormece) a un nervio. Después de las primeras 12 a 20 horas, su extremidad no se sentirá tan adormecida. Es posible que recupere parte del movimiento y, también, que sienta algo de dolor. NO podrá ver fluir el medicamento por el tubo, pero los números en el frente de la pantalla seguirán descendiendo. Este bloqueo nervioso no eliminará todo el dolor necesariamente, pero sí hará que deba tomar menos medicamentos para el dolor orales (píldoras analgésicas) mientras esté en funcionamiento. Se lo enviará a su casa con una receta de medicamento para el dolor para cuando sienta dolor adicional.



Si necesita asistencia,
llame al 1-844-724-6123.

InfuBLOCK™
by InfuSystem®

1. INFORMATION FOR INFUSION PUMP DAILY USE:

- Do not get pump wet. Do not shower; you may sponge bathe.
- The pump automatically gives you a continuous amount of medication through the tiny tubing to keep your nerve numb. Periodically you will hear a single buzz as the medication is released.
- Take care not to pull on tubing or it will dislodge from targeted nerve site.
- The screen of the pump should be viewable through the window on your carrying case. The pump screen will be blank. To light the screen, press the select button.
- Once screen is lit, you will see **“HOME”** and the pump information on the screen.
- The green stripe at the top will have the word **“RUNNING”** displayed on it.
- Begin taking your pain medications as directed by your physician at the first sign of discomfort.

2. USING THE INFUSION PUMP DOSE BUTTON (IF DOCTOR ORDERED):

- Once you have pressed the PCA dose button, an extra dose will be given. You will hear a series of buzzes as the pump gives the additional dose of medicine.
- The green stripe will say PCA dose.
- If you press the dose button and a dose is not able to be given, you will not be permitted an additional dose. The display will say **“PCA dose not available. Currently locked out”**.

3. PUMP ALARMS: ALL ALARMS WILL SHOW A MESSAGE ON THE PUMP SCREEN. BELOW ARE TIPS TO RESOLVE.

- **Downstream Occlusion:** Check for kink in tubing and check to see if white tubing clamp is open.
- **Single Beep Every 5 Minutes:** Check screen, is pump stopped? The screen will be red. To start, press and **Start/Stop** button and then press **“YES”** to start the pump.
- **Low Battery:** Battery power is low, Press **“Acknowledge”** and call for assistance to change batteries.
- **Reservoir Volume Low:** Pump is almost finished, (30 – 45 minutes left). Screen is red. Press **“Acknowledge”** to stop alarm.
- **Reservoir Volume is Zero:** Pump Stopped. Screen is red. Press **“Acknowledge”** to stop alarm. Press **ON/OFF** button side of pump, press **“YES”** to power down.

4. END OF INFUSION:

- You will have the infusion system at home for two or three days.
- The pump will alarm reservoir volume low (low volume) when there is 5 mL (about 30 – 45 min.) left in your pump. Once volume is completed, the pump will alarm: Reservoir volume zero, Press **“Acknowledge”** to stop alarm, press **ON/OFF** button on side of pump, press **“YES”** to power down.

5. TO REMOVE THE CATHETER:

If you have been instructed to remove your catheter, follow the discharge instructions for catheter removal.



Si necesita asistencia,
llame al 1-844-724-6123.


by InfuSystem®

SI LA BOMBA EMITE ALARMAS O DEJA DE FUNCIONAR, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA DE ENFERMERÍA LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA AL 1-844-724-6123 PARA SOLICITAR ASISTENCIA.

- Se emiten alarmas.
- Se observa que la bomba de infusión presenta fugas excesivas.
- Se desconecta el tubo.
- Se desprende el catéter.
- El control del dolor es insuficiente.

APAGUE LA BOMBA O COLÓQUELE LA ABRAZADERA Y LLAME AL PERSONAL DE ANESTESIA SI DESARROLLA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

- Erupciones en la piel o urticaria
- Hormigueo o adormecimiento de la boca, los labios o la lengua
- Gusto metálico en la boca
- Zumbido en los oídos
- Balbuceo
- Visión borrosa

¿CÓMO SIENTE EL DOLOR HOY?



0

Nada de dolor



2

Un poco de dolor



4

Un poco más de dolor



6

Incluso más dolor



8

Mucho más dolor



10

El peor dolor posible

*Escala de medición del dolor Wong-Baker



Si necesita asistencia,
llame al 1-844-724-6123.

InfuBLOCKTM
by InfuSystem[®]